



Cómo abordar Patologías periféricas.



Kit de Acceso Pedal



- El acceso Tibio-Pedal es una alternativa prometedora para los procedimientos de recanalización.
- Pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP) y Isquemias críticas de los miembros inferiores.
- El MERIT PAK™ fue diseñado especialmente para este acceso y dispone de todo el material necesario para que el acceso sea más fácil y seguro.



Necesidad Clínica de acceso Pedal

- ¿Por qué el acceso retrógrado?
- El acceso femoral retrógrado tiene una tasa de fracaso del 15-20% al cruzar oclusiones tibio-pedal difíciles.
- El kit de acceso pedal es vital en caso de falla del acceso femoral para la recuperación de la extremidad y la prevención de amputaciones.



Kit Introdutor de acceso Pedal



- Mini kit de acceso retrógrado
- Aguja ecogénica, hub transparente
- introductor y dilatador
- Alambre guía de nitinol / paladio (NPD)
- adaptador de válvula hemostática



Kit Introdutor de acceso Pedal

ORDERING INFORMATION


Catalog Number	Type	Introducer ID Size	Sheath Working Length	Needle Gauge	Needle Length	Needle Hub & Type	Guide Wire Diameter	Guide Wire Length	Hemostasis Valve
PAKM4NPD4	Mini	3F	10cm	21	4cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKM4NPD7	Mini	3F	10cm	21	7cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKM5NPD4	Mini	3F	10cm	21	4cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKM5NPD5	Mini	3F	10cm	21	7cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKS4NPD4	Stiffened	3F	10cm	21	4cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKS4NPD7	Stiffened	3F	10cm	21	7cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKS5NPD4	Stiffened	3F	10cm	21	4cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKS5NPD7	Stiffened	3F	10cm	21	7cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKPHR47NPD4	Hydrophilic	4F	10cm	21	4cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes
PAKPHR47NPD7	Hydrophilic	4F	10cm	21	7cm	Clear/Echo	0.018"	40cm	Yes



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021

4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL

Catéter de Infusión FOUNTAIN




- Los tamaños de los orificios permiten una infusión uniforme de agente terapéutico a lo largo de toda la longitud del segmento de infusión. Los agujeros son láser perforado para proporcionar una infusión superior y un patrón de goteo continuo lento o pulsado; técnicas de infusión.
- Segmentos de infusión más largos: tanto los productos 4F y 5F tienen infusión segmentos de 5cm - 50cm.
- Catéter - Compatible con 0.035 "(0,89 mm) de alambre guía.
- Cable de oclusión: bloquea eficazmente el orificio final del catéter.
- Válvula de hemostasia: la válvula de gran calibre permite fácil colocación de cables mientras se minimiza al pérdida de sangre.



Catéter de Infusión FOUNTAIN

- PUEDE HACERSE VIA INFUSION CONTINUA, POR JERINGA O POR PISTOLA SQUIRT



DEBENE S.A.

La mejor calidad en alta complejidad

Antezana 70 (1414) – CABA - Argentina
Teléfono: (54-11) 4514-9966 Fax: (54-11) 4514-9966
E-mail: info@debene.com



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL

